

# Gebruiksaanwijzing

## Ponseti Enkel Voetorthose (EVO) abductiespalk



049\_MKT\_AFO\_Fitting\_Guide \_Dutch\_V001

c-prodirect  
Proud to support the Ponseti method

# Gebruiksaanwijzing

## Ponseti Enkel Voetorthose (EVO) abductiespalk

- De Ponseti EVO abductiespalk dient volgens de Ponseti methode te worden gebruikt zoals voorgeschreven door uw arts.
- Controleer voor het aanbrengen of de voeten schoon en droog zijn.
- De sandalen moeten worden gedragen met nauw aansluitende, gladde sokken met een hoog katoengehalte die tot boven het EVO reiken.
- Probeer de sandalen aan te brengen als uw baby of kind kalm en ontspannen is, of zelfs slaapt. Het aanbrengen van de EVO kan gemakkelijk worden opgenomen in het slaapritueel.

### Stap 1

Steek de voet van het kind in de open sandaal met de gespen aan de binnenkant van de voet.



### Stap 2

Controleer de hiel via het gat achterin de sandaal. De hiel moet zo ver mogelijk naar achteren zitten.



### Stap 3

Leg de sluitlip over de voorkant van het been en de bovenkant van de voet zoals in de illustratie; let daarbij op dat de voet niet naar voren mag schuiven.



### Stap 4

Gesp het middelste riempje stevig over de sluitlip vast om de voet op zijn plaats te houden. Het gaatje in de sluitlip moet vlak boven het riempje zichtbaar zijn. Zo nodig kan een drukzadel worden gebruikt.



## Stap 5

Maak de teenriempje(s) vast. De riempje(s) hoeven niet erg strak te zitten, maar de voet moet plat en de tenen moeten recht zijn.



## Stap 6

Maak het bovenste riempje vast, maar zorg ervoor dat het niet te strak zit en de bloedsomloop in de voet niet wordt belemmerd.



## Stap 7

Controleer of de breedte van de spalk overeenkomt met de breedte van de schouders.

Verstel de spalk zo nodig door de twee schroeven in de connector met behulp van de inbussleutel losser te maken. Controleer of de connector in het midden zit, stel hem bij en draai hem precies genoeg aan om te voorkomen dat de lengte van de spalk verandert.



## Stap 9

Maak de spalk aan de EVO's vast met behulp van de Quick Clips. Schuif de Quick Clip in de gleuf op de sandaal totdat hij vastklikt. In eenzijdige gevallen moet de spalk eerst aan de onaangetaste voet worden vastgemaakt.



## Stap 8

Controleer de abductiehoek van de spalk. Dit is meestal 30 graden voor een niet-klompvoetje en 60 graden voor een klompvoetje. Dit moet echter worden afgesproken met en aangegeven door uw arts. Om de hoek te veranderen verwijdert u de buitenste schroef uit de schijf en maakt u de middelste schroef losser zodat de schijf kan worden bewogen. Draai de schijf naar de gewenste hoek, draai de middelste schroef aan en zet de buitenste schroef er weer in.



## Stap 10

De spalk wordt verwijderd door de knop van het quick clip mechanisme in te drukken, zodat de sandaal losraakt. Vervolgens voert u dezelfde stappen uit in omgekeerde richting.



## Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

Uitsluitend gebruiken volgens deze gebruiksaanwijzing en de voorschriften van uw arts.

Raadpleeg onmiddellijk uw arts indien de patiënt pijn, blaren of pijnlijke plekken heeft of als de EVO van de voet van de patiënt glijdt.

Spalk niet buigen en kinderen niet laten lopen wanneer de spalk is bevestigd. Het buigen van de spalk kan de therapeutische waarde aantasten en leiden tot breken tijdens gebruik, wat letsel aan de patiënt kan toebrengen.

Schroeven niet te strak aandraaien.

De spalk niet gebruiken indien enig onderdeel van de Ponseti EVO niet in goede conditie is of niet goed past.

EVO's en spalken uitsluitend met warm water schoonmaken en vermijden dat de suèdeachtige vorm en riempjes nat worden.

Bezoek [www.c-prodirect.co.uk](http://www.c-prodirect.co.uk) of raadpleeg C-Pro Direct voor meer informatie.

## Garantie, vervangen en terugzenden

Wij streven ernaar al onze klanten van het hoogste serviceniveau te voorzien. Als de koopwaar die u hebt ontvangen defect is of niet overeenkomstig uw bestelling, neem dan contact met ons op voor een snelle oplossing.

- Kapotte sandaal (binnen 6 maanden van gebruik): Sandalen worden gratis vervangen als het een fabricagefout betreft of als enig onderdeel van de sandaal beschadigd raakt bij normaal gebruik.
- Kapotte sandaal (na 6 maanden van gebruik): Als een sandaal breekt of beschadigd raakt bij normaal gebruik en meer dan 6 maanden is gebruikt, dient de voet opnieuw te worden gemeten om te controleren of de huidige maat nog steeds de juiste is voor het kind. Als de huidige maat nog past, wordt de sandaal gratis vervangen.
- Kapotte spalk, Quick Clip, hielkap of kraag: als de spalk of een onderdeel van de spalk kapot of beschadigd raakt bij normaal gebruik volgens deze gebruiksaanwijzing, wordt hij gratis vervangen. Opmerking: het product is uitsluitend voor gebruik tijdens dutjes en 's nachts. Als wordt rondgelopen in de Ponseti EVO, kan de spalk beschadigd raken en kunnen de hielkappen verslijten. Extra hielkappen zijn verkrijgbaar op verzoek.
- Onjuiste maat: breng ons a.u.b. binnen 7 dagen na ontvangst op de hoogte. Als het product wordt teruggezonden in een verkoopbare staat, sturen wij u gratis een vervangende sandaal in de juiste maat.
- Ongewenst product: als u ontevreden bent en om terugbetaling vraagt, moeten deze richtlijnen worden gevolgd om een volledige vergoeding te krijgen: de producten moeten in een nieuwe, verkoopbare, onaangetaste staat in de originele verpakking zitten. De producten moeten binnen 30 dagen na de factuurdatum worden teruggezonden.

## Uitzonderingen

Dit beleid en deze garantie zijn niet overdraagbaar. De garantie vervalt indien de producten op enige manier worden aangepast of verkeerd gebruikt, of indien ze niet overeenkomstig deze gebruiksaanwijzing worden gebruikt. Ponseti EVO's zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik met Ponseti abductiespalken en Ponseti abductiespalken zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik met Ponseti EVO's. Neem contact met ons op als u problemen ondervindt die niet in dit document worden behandeld. Bijzondere problemen worden per geval afzonderlijk behandeld.

### C-Pro Direct Ltd

7A Enterprise Way

Edenbridge, Kent, TN8 6HF, Verenigd Koninkrijk.

Tel: +44(0) 1732 860 158 Fax: +44(0) 845 280 7222

Email: [enquiries@c-prodirect.com](mailto:enquiries@c-prodirect.com)

[www.c-prodirect.com](http://www.c-prodirect.com)

**c-prodirect**  
Proud to support the Ponseti method