

Aanpasgids
Abductie Dorsiflexie Mechanisme (ADM)
Nachtspalk



050_MKT_ADM_Fitting_Instructions_Dutch_V002

c-prodirect

Aanpasgids

Abductie Dorsiflexie Mechanisme (ADM)

- Door abductie wordt de voet vanuit de middellijn van het been naar buiten toe bewogen. Door dorsiflexie wordt de voet omhoog naar het been toe bewogen.
- Het ADM dient te worden gebruikt volgens de aanwijzingen van uw arts. Nadat het ADM is aangebracht, is het raadzaam contact met uw arts op te nemen om te controleren of de juiste mate van dorsiflexie en abductie worden verkregen.
- In gevallen waarin de verkregen abductie en dorsiflexie niet zijn zoals verwacht, moet u contact opnemen met C-Pro Direct voor een nieuwe ADM met zwakkere of sterkere veren.
- Zorg dat de voeten schoon en heel droog zijn voordat het ADM wordt aangebracht.
- De sandalen moeten worden gedragen met nauw aansluitende, gladde sokken van een hoog katoengehalte die verder reiken dan de bovenrand van het ADM.
- Probeer ervoor te zorgen dat de patiënt kalm en ontspannen is, of zelfs slaapt wanneer de sandalen worden aangebracht. Het aanpassen van het ADM kan gemakkelijk worden opgenomen in het ritueel van het slapengaan.
- Het ADM hoeft niet te worden versteld of geconfigureerd, want het heeft veren met vooraf ingestelde abductie- en dorsiflexiewerking.

Stap 1

Steek de voet van de patiënt in de open sandaal met de gespen aan de binnenkant van de voet.



Stap 2

Leg de sluitlip over het midden van de voet. Zet vervolgens het middelste riempje stevig vast. Er kunnen drukkussentjes over de sluitlip worden geplaatst, maar normaal gesproken is dit niet nodig.



Stap 3

Wikkel het bovenste riempje om de enkel heen en maak het vast aan de achterkant van de sandaal. Controleer de stand van de hiel: de hiel moet plat staan en goed tegen de binnenzool van de sandaal aanzitten.



Stap 4

De bovenste rand van de sluitlip moet op dezelfde hoogte zitten als de bovenste rand van de sandaal. Als dat niet het geval is, ga dan terug naar Stap 2. Als de hoogte juist is, maak dan de overige riempjes vast, waarbij de tenen plat op de sandaal moeten liggen en de hiel nog steeds plat tegen de zool en achterkant van de sandaal zit.



Stap 5

Houd het ADM tegen de buitenkant van het been aan en bevestig het ADM door de clip in de onderkant van de sandaal te schuiven.



Stap 6

Doe het ADM om de achterkant van het been zoals in de afbeelding. Met de voet in een neutrale stand moet het ADM uit het midden worden geplaatst zoals hieronder wordt getoond.



Stap 7

Met het ADM op de juiste plaats aan het been moet eerst het onderste riempje worden vastgemaakt. Dit riempje moet stevig genoeg zitten om het ADM dicht tegen het been aan te houden. Maak nu het bovenste riempje vast. Dit mag niet te strak zitten. Druk voorzichtig tegen de riempjes aan om te controleren of ze niet verglijden. Als de riempjes te lang zijn, kunnen ze met een schaar worden bijgeknipt.



Stap 8

Controleer of de patiënt comfortabel in het ADM zit en de hiel aan de achterkant van het sandaal plat staat.



Let op: Als de patiënt aan abductie of dorsiflexie verliest, is het mogelijk dat een ADM met sterkere veren nodig is. Telkens wanneer de patiënt een sandaal van een maat groter krijgt, heeft hij/zij een sterkere ADM nodig.

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

Uitsluitend overeenkomstig deze gebruiksaanwijzing gebruiken en zoals aangegeven door uw arts. Gebruik van ADM's met onvoldoende veerkracht voor de patiënt kan een verlies aan correctie tot gevolg hebben. Buitensporig sterke veren kunnen leiden tot pijn bij de patiënt of overcorrectie. Als het ADM niet goed past of functioneert, raadpleeg dan een arts of C-Pro Direct voor advies.

Raadpleeg onmiddellijk uw arts indien de patiënt pijn, blaren of pijnlijke plekken heeft. Het ADM-mechanisme of de Ponseti ADM sandaal niet uit elkaar halen en er niet mee knoeien. Van ADM's waarmee is geknoeid, op welke wijze ook, vervalt de garantie.

Het ADM niet gebruiken indien enig onderdeel beschadigd is, niet functioneert of de patiënt niet goed past. Uitsluitend met warm water schoonmaken en vermijden dat de riempjes nat worden.

De onderdelen niet blootstellen aan extreme hitte of langdurig direct zonlicht.

ADM's voor 's nachts zijn niet ontworpen voor gebruik als normale wandelschoenen. Patiënten mogen ze echter wel binnenshuis dragen en er in huis mee rondlopen, zoals bij het naar bed gaan en opstaan om naar het toilet te gaan. Buitensporige lichamelijke activiteit, zoals hardlopen of actief spel kan ertoe leiden dat patiënten pijn voelen, vallen of het ADM beschadigen. Voor actiever gebruik overdag zijn ADM's verkrijgbaar voor bevestiging aan normale dagschoenen. Bezoek www.c-prodirect.co.uk of raadpleeg C-Pro Direct voor nadere gegevens.

Garantie, inruilen en retourneringen

Wij streven ernaar al onze klanten van het hoogste serviceniveau te voorzien. Als de koopwaar die u hebt ontvangen defect is of niet overeenkomt met uw bestelling, neem dan contact met ons op voor een snelle oplossing.

- Defecte ADM (binnen 12 maanden van aankoop): Er wordt een gratis vervanging verstuurd als een ADM een fabricagefout heeft of beschadigd is door normaal gebruik binnen 12 maanden van aankoop.
- Defecte Ponseti ADM sandaal (binnen 6 maanden van gebruik): Er wordt een gratis vervanging verstuurd als een Ponseti ADM sandaal een fabricagefout heeft of beschadigd is door normaal gebruik binnen 12 maanden van aankoop.
- Defecte Ponseti ADM sandaal (binnen 6 maanden van gebruik): Als een sandaal breekt of beschadigd wordt door normaal gebruik en meer dan 6 maanden in gebruik is, dan moet de voet opnieuw worden gemeten om ervoor te zorgen dat de huidige maat nog steeds toepasselijk is voor het kind. Als de huidige maat nog steeds past, wordt een gratis vervanging verstuurd.
- Onjuiste maat of onjuiste ADM veertjes: wij verzoeken u binnen 7 dagen van ontvangst hiervan kennis te geven. Mits het product in een verkoopbare conditie wordt teruggezonden, wordt de sandaal in de juiste maat of configuratie gratis vervangen.
- Ongewenst product: Als u ontevreden bent, krijgt u uw geld terug mits we daarvan binnen 7 dagen van ontvangst kennisgeving krijgen en het product in een nieuwe, verkoopbare, onaangetaste conditie en in de originele verpakking wordt teruggezonden. De producten moeten binnen 30 dagen van de factuurdatum worden teruggezonden.

Uitzonderingen

Dit beleid en deze garantie zijn niet overdraagbaar. De garantie vervalt indien de producten op enige manier zijn aangepast, gewijzigd of misbruikt of niet overeenkomstig deze gebruiksaanwijzing zijn gebruikt. Neem contact met ons op als u problemen ondervindt die niet in dit beleid zijn uiteengezet. Bijzondere problemen worden per geval afzonderlijk behandeld.

C-Pro Direct Ltd, 7A Enterprise Way, Edenbridge,
Kent, TN8 6HF, Verenigd Koninkrijk. Tel: +44(0) 1732
860 158
Fax: +44(0) 845 280 7222, www.c-prodirect.com
Email: enquiries@c-prodirect.com

c-prodirect