

Guide d'utilisation

Ponseti orthèse cheville pied – appareillage d'abduction



034_MKT_AFO_Fitting_Guide_French_V001

c-prodirect
Proud to support the Ponseti method

Guide pour la mise en place

Ponseti Orthèse Cheville Pied – Appareillage d'abduction

- L'appareillage Ponseti Orthèse Cheville Pied - appareillage d'abduction doit être impérativement utilisé selon les indications du médecin et guidé par la méthode Ponseti.
- Avant chaque mise en place, assurez-vous que les pieds soient propres et bien secs.
- Les sandales doivent être portées avec des chaussettes bien ajustées, douces et riche en coton. Celles-ci doivent être suffisamment hautes et parvenir au-dessus du haut des sandales.
- Lors de la mise en place, assurez-vous que le bébé ou le jeune enfant soit calme et relaxe ou même endormi. La mise en place fera très rapidement partie de la routine normale du coucher.

Etape 1

Mettre le pied dans la sandale ouverte avec les boucles placées sur le côté intérieur du pied.



Etape 2

Controler la bonne position du talon en visionnant à travers le trou arrière. Le talon doit être placé bien à l'arrière de la sandale.



Etape 3

Sans laisser le pied glisser vers l'avant, placer la languette sur le devant de la cheville et le haut du pied comme illustré ci-dessous.



Etape 4

Ajuster fermement la sangle du milieu au-dessus de la languette de façon à garder le pied bien en place. Un petit trou doit être visible juste au-dessus de la sangle. Placer une languette anti pression sur la sangle si nécessaire.



Etape 5

Ajuster la sangle inférieure au niveau des orteils. La sangle n'a pas besoin d'être trop fermement ajustée. Cependant, l'avant pied doit être bien à plat, les orteils droits.



Etape 6

Ajuster la sangle du haut en faisant attention de ne pas trop serrer celle-ci pour éviter de contraindre la circulation du sang vers le pied.



Etape 7

Vérifier que la longueur de la barre soit égale à la largeur des épaules de l'enfant. Si nécessaire ajuster la barre en dévissant les deux vis sur le connecteur à l'aide de la clef Allen. Assurez-vous que le connecteur soit bien placé au centre de la barre et serrer juste suffisamment pour que la barre ne puisse pas changer de longueur.



Etape 8

Vérifier l'angle d'abduction des sandales sur la barre. La valeur à obtenir est de 30 degrés pour un pied normal et de 60 degrés pour un pied bot. Cependant, le clinicien peut changer cette valeur et vous devez suivre les indications de celui-ci. Pour changer l'angle, sortir complètement la vis sur la circonférence de la partie ronde. Dévisser partiellement la vis du milieu. L'angle de la partie ronde peut maintenant être modifié. Ajuster jusqu'à la valeur désirée et serrer la vis du milieu. Remettre maintenant la vis de périphérie en place.

Etape 9

Attacher la barre sur les sandales. Glisser le clip rapide dans la glissière de la sandale. Un 'click' sonore signale que la sandale est bien en place. Si un des pieds n'est pas affecté ajuster celui-ci en premier.



Etape 10

Pour retirer les sandales appuyer sur le bouton du clip rapide. Suivre les étapes à l'envers pour retirer les sangles des sandales.



Avertissements et précautions d'utilisation

Utiliser l'appareillage selon les instructions et avec l'accord du médecin.

Consulter immédiatement votre clinique si l'utilisateur développe des douleurs, cloques ou blessures ou si le talon ne reste correctement positionné à l'arrière de la sandale.

Ne pas tordre la barre. Toutes modifications de la barre peut compromettre le traitement et pourrait entraîner la casse de celle-ci et blesser l'enfant.

Ne pas autoriser l'enfant à marcher avec la barre. Ne pas trop serrer les vis.

N'utiliser l'appareillage que si vous obtenez une mise en place correcte comme indiqué dans les instructions.

Assurez-vous que toutes les parties soient en bon état et que la taille soit appropriée pour l'utilisateur.

Pour l'entretien des sandales et barres laver uniquement à l'eau tiède et éviter de mouiller excessivement les boucles et les sangles.

Consulter notre site www.c-prodirect.co.uk ou l'équipe de C Prodirect directement pour de plus amples informations. Nos conseillers seront heureux de vous répondre.

Garantie, remplacement et échanges

Nous visons à offrir un service à la clientèle de qualité pour tous nos clients. Si vous n'êtes pas entièrement satisfait par la marchandise ou que celle-ci est défectueuse ou différente de ce que vous aviez commandé, merci de nous contacter. Nous ferons tout notre possible pour vous offrir une résolution rapide.

- Sandales : Pour une sandale cassée ou endommagée, cela malgré une utilisation normale et utilisée pour une période de plus de 6 mois. Pour toutes réclamations merci de nous fournir les dimensions actuelles du pied afin de vérifier que la taille est toujours appropriée. Si la taille est toujours appropriée nous vous enverrons un remplacement gratuitement.
- Casse de la barre, du clip rapide, de la capsule du talon (partie ronde) ou du collier (connecteur rectangle sur la barre) : Un remplacement de la barre ou de toutes les parties cassées ou endommagées de la barre sera fourni gratuitement dans la mesure où la barre est utilisée de façon normale et selon les indications des instructions du présent guide. Attention ! L'appareillage est à utiliser lors des siestes et durant la nuit uniquement. La marche avec l'appareillage Ponseti peut endommager la barre et les capsules des talons. Les capsules peuvent être disponibles à la demande.
- Taille : Une erreur de taille doit être signalée dans les 7 jours à partir de la date de réception. A réception des sandales et à conditions que celles-ci soient comme neuves et revendables, un remplacement pour une taille appropriée sera fourni gratuitement.
- Retour et remboursement : Si l'appareillage ne convient pas ou que vous ne trouvez pas l'appareillage de qualité satisfaisante, les conditions suivantes doivent être impérativement respectées pour obtenir le remboursement: Les produits doivent être comme neufs, revendables, sans marques et dans l'emballage d'origine. Les produits doivent nous parvenir sous 30 jours à partir de la date figurant sur la facture.

Exceptions

Cette garantie n'est pas transférable. La garantie sera immédiatement annulée si les articles ont été modifiés ou dans les cas où l'appareillage n'est pas utilisé selon les instructions du présent guide. Les bottines Ponseti AFO ne doivent être utilisées qu'avec la barre d'abduction Ponseti et vice versa. Nous vous remercions de nous contacter pour tous autres problèmes non illustrés dans le présent guide. Toutes réclamations atypiques seront considérées au cas par cas.

C-Pro Direct Ltd

7A Enterprise Way, Edenbridge, Kent, TN8 6HF, UK.

Tel: +44(0) 1732 860 158 Fax: +44(0) 845 280 7222

Email: enquiries@c-prodirect.com

www.c-prodirect.com

c-prodirect
Proud to support the Ponseti method