

**Guide de mise en place**   
**Abduction Dorsiflexion Mechanism (ADM)**  
**Appareillage de nuit**



CE

031\_MKT\_French\_ADM\_Fitting\_Instructions\_V002

c-prodirect

## Guide de mise en place

### Abduction Dorsiflexion Mechanism (ADM)

- Abduction déplace le pied vers l'extérieur par rapport la ligne médiane, flexion dorsale place le pied vers le haut.
- L'appareillage doit être impérativement utilisé selon les directives de votre médecin. Lors de la mise en place le médecin doit contrôler que la correction obtenue est adaptée aux besoins de l'utilisateur.
- Dans les cas où la correction obtenue est trop forte ou trop faible, veuillez contacter C-Pro Direct pour obtenir une nouvelle ADM adaptée.
- Avant chaque mise en place assurez-vous que les pieds soient propres et bien secs.
- Les sandales doivent être portées avec des chaussettes bien ajustées, douces et riche en coton. Celles-ci doivent être suffisamment hautes et parvenir au-dessus de l'attachement supérieur de l'ADM sur la jambe.
- Lors de la mise en place, assurez-vous que le bébé ou le jeune enfant soit calme et relaxé ou même endormi. La mise en place fera très rapidement partie de la routine normale du coucher.
- L'appareillage ADM est déjà configuré. Il n'y a pas d'ajustements à faire. Les ressorts sont préréglés et produisent l'abduction et la dorsiflexion.

#### Etape 1

Mettre le pied dans la sandale ouverte avec les boucles placées sur le côté intérieur du pied.



#### Etape 3

Enroule la sangle supérieure autour de la cheville et sécuriser à l'arrière de la sandale. Vérifier la position du talon. Il faut que le talon soit en appui et épouse bien la semelle intérieure.



#### Etape 2

Positionner la languette afin que celle-ci soit bien centrale. Sécuriser la sangle du milieu à l'aide de la boucle. Un coussinet anti pression peut être utilisé si besoin. Celui-ci n'est pas toujours nécessaire.



#### Etape 4

Vérifier que la bordure supérieure de la languette est bien au même niveau que le haut de l'arrière de la sandale.



## Etape 5

En gardant l'ADM sur le côté extérieure de la jambe, attacher l'ADM en glissant le clip dans la rainure de la sandale.



## Etape 6

Positionner l'ADM sur l'arrière de la jambe comme indiqué par la flèche. Avec le pied en position neutre l'ADM devrait être positionné légèrement du côté intérieur de la jambe.



## Etape 7

Une fois l'ADM en place sur la jambe, ajuster la sangle inférieure suffisamment fermement pour tenir l'ADM bien en contact avec la jambe. Ajuster ensuite la sangle supérieure. Celle-ci ne doit pas être trop serrée. Prendre soin de bien apposer le velcro tout autour de la jambe de façon à ce que les sangles ne se desserrent pas. Si nécessaire découper le surplus de longueur des sangles en suivant les coutures guides.



## Etape 8

Assurez-vous que le patient est confortable, que le talon ne sort pas de la sandale et se trouve toujours bien à l'arrière de la sandale.



### Observation:

Si l'utilisateur semble perdre de l'abduction ou de la flexion dorsale au cours du traitement une correction plus forte est indiquée. Lorsque l'utilisateur passe à une taille supérieure de sandale, il faut commander une nouvelle ADM.

## Avertissement et précautions d'utilisation

Utiliser l'ADM conformément à ces instructions et selon les directives de votre médecin.

Une force de ressort trop faible peut entraîner une perte de correction. Une puissance excessive des ressorts peut entraîner la sur correction. Si vous n'obtenez pas une bonne mise en place de l'ADM consultez votre médecin ou C-Pro Direct pour obtenir des conseils.

Consulter immédiatement votre clinique si l'utilisateur développe des douleurs, cloques ou blessures. Consulter la clinique ou C-Pro Direct si vous constatez que l'appareillage ne semble pas bien ajusté.

Ne pas modifier ou démonter les mécanismes de l'appareillage ADM ou la sandale Ponseti. Toutes modifications entraînent l'annulation immédiate de la garantie.

Ne pas utiliser un appareillage endommagé, qui ne fonctionne pas correctement ou si le confort du patient n'est pas satisfaisant.

Pour l'entretien des sandales et de l'appareillage, laver uniquement à l'eau tiède en évitant de mouiller excessivement les boucles et les sangles. Ne pas exposer l'appareillage à de fortes températures (radiateur, cheminée, sèche-cheveux) et éviter une exposition prolongée à la lumière directe du soleil.

Les appareillages ADM de nuit ne sont pas conçus pour être utilisés pour la marche. Les utilisateurs peuvent cependant porter les appareillages ADM de nuit à l'intérieur de la maison pour une utilisation limitée. Par exemple, pour aller aux toilettes pendant la nuit ou pour regarder la télévision. Les activités physiques telles que courir ou sauter peuvent entraîner des douleurs, des chutes et la casse de l'appareillage.

L'appareillage ADM est disponible attaché à une chaussure de jour. Cet appareillage est conçu pour soutenir la démarche et permet aux utilisateurs de participer à toutes les activités normales et ludiques de la journée.

Pour obtenir de plus amples informations sur les appareillages ADM, nous vous invitons à consulter notre site internet [www.c-prodirect.co.uk](http://www.c-prodirect.co.uk) ou à contacter C-Pro Direct directement. Nos conseillers seront heureux de vous répondre.

## Garantie, remplacement et échanges

Nous visons à offrir un service à la clientèle de qualité pour tous nos clients. Si vous n'êtes pas entièrement satisfait par la marchandise ou que celle-ci est défectueuse ou différente de ce que vous aviez commandé, merci de nous contacter. Nous ferons tout notre possible pour vous offrir une résolution rapide.

- Casse de l'attelle ADM (< ou = 12 mois suivant l'achat) : Un remplacement sera fourni gratuitement si l'attelle est défectueuse ou endommagée ceci malgré une utilisation normale pendant une période de 12 mois suivant l'achat.
- Casse de sandale ADM Ponseti : Un remplacement sera fourni gratuitement si la sandale est cassée ou endommagée, cela malgré une utilisation normale et suivant une période maximum de 6 mois d'utilisation et dans les 12 mois après l'achat.
- Casse de sandale ADM Ponseti - Après 6 mois d'utilisation: Pour toutes réclamations merci de nous fournir les dimensions actuelles du pied afin que nous puissions vérifier que la taille soit toujours appropriée. Si la taille est toujours appropriée nous remplacerons gratuitement la sandale.
- Erreur de taille ou de configuration des ressorts : Nous vous remercions de nous signaler toutes erreurs dans les 7 jours suivant la réception. Au retour des articles et à conditions que les articles soient comme neufs et revendables, un remplacement pour une taille ou configuration appropriée sera fourni gratuitement.
- Retour et remboursement : Si l'appareillage ne convient pas, nous vous remercions de nous le signaler dans les 7 jours suivant la réception des articles. Les conditions suivantes doivent être impérativement respectées pour obtenir le remboursement : Les produits doivent être renvoyés comme neufs, revendables, sans marques et dans l'emballage d'origine. Les produits doivent nous parvenir sous 30 jours à partir de la date figurant sur la facture.

## Exceptions

Cette garantie n'est pas transférable. La garantie sera immédiatement annulée si les articles ont été modifiés ou dans les cas où l'appareillage n'est pas utilisé selon les instructions du présent guide. Nous vous remercions de nous contacter pour tous autres problèmes non illustrés dans le présent guide. Toutes les réclamations atypiques seront considérées au cas par cas.

**C-Pro Direct Ltd**, 7A Enterprise Way, Edenbridge, Kent, TN8  
6HF, GB. Tel: +44(0) 1732 860 158  
Fax: +44(0) 845 280 7222, [www.c-prodirect.com](http://www.c-prodirect.com)  
Email: [enquiries@c-prodirect.com](mailto:enquiries@c-prodirect.com)

**c-prodirect**