

Provningsguide



Mekanism för abduction och dorsiflexion (ADM) -Nattskena



c-prodirect

035_MKT_ADM_Fitting_Instructions_Swedish_V002

Provningsguide

Mekanism för abduction och dorsiflexion (ADM)

- Abduktion flyttar foten utåt från benets mittlinje. Dorsiflexion flyttar foten uppåt mot benet.
- ADM:n ska användas i enlighet med din läkares föreskrift. Efter att ha satt på den rekommenderas du kontakta din läkare för att säkerställa att rätt nivå av dorsiflexion och abduction uppnås.
- I fall då abductionen eller dorsiflexionen som uppnås inte är den förväntade ber vi dig vänligen kontakta C-Pro Direct för att få en ny ADM med svagare eller starkare fjädring.
- Kontrollera att fötterna är rena och helt torra före provningen.
- Sandalerna ska bäras med välsittande, släta bomullsstrumpor som sträcker sig över kanten på ADM:n.
- När man provar sandalerna ska man försäkra sig om att patienten är lugn och avslappnad, eller till och med sover. Att sätta på ADM:n kan mycket väl göras till en del av nattningsritualen.
- Observera att ADM:n inte behöver justeras eller konfigureras, eftersom den har fjädring med förinställd abduction och dorsiflexion.

Steg 1

För in patientens fot i den öppna sandalen med spännena på insidan av foten.



Steg 3

Vira den översta remmen runt fotleden och spänn fast den på baksidan av sandalen. Kontrollera hälsens placering; hälen bör ligga helt i botten och tätt intill sandalens foder.



Steg 2

Placera tungan så att den ligger på mitten av foten. Spänn sedan fast den mellersta remmen stadigt. Tryckkuddar kan placeras ovanpå tungan, men behövs vanligtvis inte.



Steg 4

Tungans övre kant bör ligga i nivå med sandalens övre kant. Om detta inte är fallet, återgå till steg 2. Om nivån är korrekt, spänn fast övriga remmar och kontrollera att tårna ligger platt i sandalen och att hälen fortfarande är i botten längst bak.



Steg 5

Håll ADM:n på utsidan av benet och fäst den genom att skjuta in spännet i sandalens underdel.



Steg 6

Placera ADM:n runt baksidan av benet enligt bilden. Med foten i neutralt läge ska ADM:n placeras vid sidan om mitten enligt bilden nedan.



Steg 7

När ADM:n är rätt placerad på benet, spänn först fast den undre remmen. Denna rem bör sitta tillräckligt stadigt för att hålla ADM:n nära benet. Spänn sedan fast den övre remmen, vilken inte bör vara för spänd. Tryck försiktigt för att se till att remmarna inte glider av. Om remmarna är för långa kan man klippa av dem med en sax.



Steg 8

Kontrollera att ADM:n sitter bekvämt på patienten, hälen är i botten och längst bak i sandalen.



Observera: Om patienten tappar abduktion eller dorsiflexion kan en ADM med starkare fjädring behövas. Patienten kommer att behöva en starkare ADM varje gång han/hon byter till en större sandal.

Varningar och försiktighetsåtgärder

Använd endast i enlighet med dessa anvisningar och enligt din läkares föreskrift. Om man inte använder en ADM med tillräckligt stark fjädring för patienten kan det ge en för liten korrigering. Alldeles för stark fjädring kan leda till besvär för patienten eller överkorrigering. Rådfråga din läkare eller C-Pro Direct om ADM:n inte sitter eller fungerar rätt.

Kontakta din läkare omedelbart om patienten har ont, blåsor eller sår. Ta inte isär eller manipulera ADM-mekanismen eller Ponseti ADM-sandalen. Alla produktgarantier slutar gälla för ADM:er som har manipulerats på något sätt.

Använd inte ADM:n om någon del är skadad, inte fungerar eller inte passar patienten korrekt.

Rengör endast med varmt vatten, men undvik att blöta ned remmarna.

Utsätt inte någon del för extrem värme eller långvarigt direkt solljus.

Natt-ADM:er är inte avsedda att användas som vanliga promenadskor. Patienterna kan dock använda dem inomhus och gå omkring hemma försiktigt, som till exempel gå i säng och stiga upp för att gå på toaletten. Överdriven fysisk aktivitet, som till exempel löpning eller aktiv lek, kan leda till att patienten får besvär, faller eller att anordningen går sönder. Det finns ADM:er som man kan fästa vid normala skor för att underlätta aktivitet under dagtid.

Besök www.c-prodirect.co.uk eller rådfråga C-Pro Direct för att få mera information.

Garanti, utbyte och retur

Vi strävar efter att erbjuda alla våra kunder högsta möjliga nivå av service. Om produkten du erhållit är bristfällig eller inte motvarar din beställning, vänligen kontakta oss för en snabb lösning.

- Trasig ADM (inom 12 månader efter inköp): En ersättningsprodukt tillhandahålls utan kostnad om en ADM har ett tillverkningsfel eller blir skadad till följd av normal användning inom 12 månader efter inköp.
- Trasig Ponseti ADM-sandal (inom 6 månader av användning): En ersättningsprodukt tillhandahålls utan kostnad om en Ponseti ADM-sandal har ett tillverkningsfel eller blir skadad till följd av normal användning inom 12 månader efter inköp.
- Trasig Ponseti ADM-sandal (efter 6 månader av användning): Om sandalen går sönder eller blir skadad till följd av normal användning och har använts längre än 6 månader behöver vi ett nytt fotmätt för att försäkra oss om att det nuvarande måttet fortfarande är lämpligt för barnet. Om det nuvarande måttet fortfarande är lämpligt tillhandahålls en ersättningsprodukt utan kostnad.
- Felaktig storlek eller felaktig ADM-fjädring: Meddela oss inom 7 dagar efter mottagande. Förutsatt att produkten returneras i säljbart skick tillhandahålls en ersättningsprodukt i rätt storlek och med rätt konfiguration utan kostnad.
- Önskad produkt: Om du är missnöjd får du pengarna tillbaka om du underrättar oss inom 7 dagar efter mottagande och om produkten returneras i nytt, säljbart, märkt skick och i originalförpackningen. Produkten måste returneras inom 30 dagar efter fakturans datum.

Undantag

Denna policy och garanti är inte överförbar. Garantin slutar gälla om produkterna ändras på något sätt, används felaktigt eller om de inte används i enlighet med dessa anvisningar. Kontakta oss om du får problem som inte beskrivs i denna policy. Avvikande ärenden behandlas från fall till fall.

C-Pro Direct Ltd, 7A Enterprise Way, Edenbridge,

Kent, TN8 6HF, Storbritannien.

Tfn: +44(0) 1732 860 158

Fax: +44(0) 845 280 7222, www.c-prodirect.com

E-post: enquiries@c-prodirect.com

c-prodirect