

Anleitung

Ponseti-Knöchel-Fuß-Orthese (AFO) Abduktionsschiene



Anleitung

Ponseti-Knöchel-Fuß-Orthese (AFO) Abduktionsschiene

- Die Ponseti-AFO-Abduktionsschiene sollte, wie von Ihrem Arzt angewiesen, gemäß der Ponseti-Methode verwendet werden.
- Vor dem Anlegen sicherstellen, dass die Füße sauber und ganz trocken sind.
- Die Sandalen sollten mit gut sitzenden, glatten Socken mit hohem Baumwollanteil getragen werden, die oben über die AFO hinausreichen.
- Beim Anziehen der Sandalen nach Möglichkeit sicherstellen, dass Ihr Baby oder Kleinkind ruhig oder entspannt ist oder auch schläft. Das Anlegen der AFO kann einfach Teil der Routine vor dem Schlafengehen werden.

1 Schritt

Den Fuß des Kindes in der offenen Sandale positionieren, wobei sich die Schnallen an der Innenseite des Fußes befinden.



2 Schritt

Die Ferse durch das Loch hinten an der Sandale prüfen. Die Ferse sollte so weit wie möglich nach hinten positioniert sein.



3 Schritt

Die Zunge über die Vorderseite des Beins und den oberen Teil des Fußes positionieren, ohne dass sich der Fuß dabei nach vorne verschieben kann.



4 Schritt

Den mittleren Riemen fest über der Zunge befestigen, damit der Fuß in Position bleibt. Das Loch in der Zunge sollte gerade oberhalb des Riemens sichtbar sein. Bei Bedarf kann ein Drucksattel verwendet werden.



5 Schritt

Den/die Zehenriemen anlegen. Der/die Riemen muss/müssen nicht sehr fest angezogen werden, wobei jedoch darauf geachtet werden muss, dass der Fuß flach liegt und die Zehen gerade sind.



6 Schritt

Den oberen Riemen anlegen und darauf achten, dass er nicht zu fest angezogen wird, da sonst das Risiko besteht, dass die Blutzufuhr zum Fuß eingeschränkt wird.



7 Schritt

Prüfen, dass die Breite der Schiene der Schulterbreite entspricht. Die Schiene bei Bedarf durch Lockern der beiden Schrauben im Bindeglied mit dem Sechskantschraubendreher anpassen. Sicherstellen, dass das Bindeglied zentral positioniert ist, die Länge nachstellen und gerade fest genug anziehen, damit sich die Länge der Schiene nicht ändern kann.



9 Schritt

Bringen Sie die Schiene mit Hilfe des Quick-Clip-Systems an der AFO an. Schieben Sie den Quick-Clip in den Schlitz an der Sandale, bis er einrastet. Bei einseitigen Fällen befestigen Sie die Schiene zunächst am nicht betroffenen Fuß.



8 Schritt

Den Abduktionswinkel der Schiene prüfen. Er beträgt normalerweise 30 Grad für einen normalen Fuß und 60 Grad für einen Klumpfuß. Dies muss jedoch mit Ihrem Arzt besprochen und auf dessen Anweisung eingestellt werden. Zur Änderung des Winkels müssen Sie die Außenschraube an der Drehscheibe ganz entfernen und die mittlere Schraube lockern, damit die Drehscheibe gedreht werden kann. Stellen Sie die Scheibe auf den gewünschten Winkel ein, ziehen Sie die mittlere Schraube an und setzen Sie die Außenschraube wieder ein.



10 Schritt

Zum Entfernen den Knopf am Quick-Clip-Mechanismus drücken, um die Sandale zu lösen. Danach die obigen Schritte in umgekehrter Reihenfolge befolgen.



Warnhinweise und Sicherheitsvorkehrungen

Nur gemäß dieser Anleitung und nach Anweisung Ihres Arztes verwenden.

Wenden Sie sich sofort an Ihren Arzt, wenn der Patient Schmerzen hat oder sich Blasen oder Wundstellen bilden oder wenn die AFO am Fuß des Patienten verrutscht.

Verbiegen Sie die Schiene nicht und erlauben Sie Kindern auch nicht, mit angelegter Schiene umherzugehen. Durch Verbiegen der Schiene kann der therapeutische Zweck kompromittiert werden und die Schiene kann bei Gebrauch brechen, wodurch der Patient verletzt werden kann.

Die Einstellschrauben nicht zu fest anziehen.

Die Schiene nicht verwenden, wenn ein Teil der Ponseti-AFO nicht in gutem Zustand ist oder dem Patienten nicht richtig passt.

Die AFOs und Schienen nur mit warmem Wasser reinigen, darauf achten, dass die Wildledermanschette und -riemen nicht nass werden.

Weitere Einzelheiten erhalten Sie auf www.c-prodirect.co.uk oder direkt von C-Pro Direct.

Garantie, Austausch und Rückgabe

Wir bemühen uns, allen unseren Kunden den besten Service zukommen zu lassen. Wenn die Ware bei Erhalt defekt ist oder nicht Ihrer Bestellung entspricht, dann kontaktieren Sie uns bitte, damit wir eine schnelle Lösung finden.

- Defekte Sandale (innerhalb von 6-monatigem Gebrauch): Kostenloser Austausch der Sandalen im Falle von Herstellungsfehlern oder bei Beschädigung der Sandale durch normalen Gebrauch.
- Defekte Sandale (nach 6-monatigem Gebrauch): Wenn eine Sandale zerbricht oder durch normalen Gebrauch beschädigt wird und länger als 6 Monate in Gebrauch war, dann muss der Fuß erneut gemessen werden, um sicherzustellen, dass die derzeitige Größe für das Kind noch angemessen ist. Wenn die derzeitige Größe noch passt, dann wird ein kostenloser Ersatz bereitgestellt.
- Defekte Schiene, Quick Clip, Fersenkappe oder Manschette: Kostenloser Ersatz wird bereitgestellt, wenn die Schiene oder ein Teil davon durch normalen Gebrauch entsprechend dieser Anleitung zerbricht oder beschädigt wird. Hinweis: Das Produkt ist zum Schlafen tagsüber oder während der Nacht gedacht. Umhergehen bei angelegter Ponseti-AFO kann zur Beschädigung der Schiene und Verschleiß der Fersenkappen führen. Ersatzfersenkappen sind auf Anfrage erhältlich.
- Inkorrekte Größe: Bitte informieren Sie uns innerhalb von 7 Tagen nach Erhalt. Ein Ersatz in der korrekten Größe wird kostenlos bereitgestellt, wenn das Produkt in einem wiederverkäuflichen Zustand zurückgesandt wird.
- Unerwünschtes Produkt: Wenn Sie unzufrieden sind und eine Rückerstattung wünschen, dann müssen die folgenden Richtlinien für eine volle Gutschrift befolgt werden: Die Produkte müssen in einem neuen, wiederverkäuflichen, völlig unbeschädigten Zustand und in der Originalverpackung sein. Die Produkte müssen innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum zurückgesandt werden.

Vorbehaltsklausel

Dieses Rückgaberecht und die Garantie sind nicht übertragbar. Die Garantie verfällt, wenn die Produkte auf irgendeine Weise verändert, missbraucht oder auf eine dieser Anleitung zuwiderhandelnde Weise verwendet werden. Ponseti-AFOs sind ausschließlich zu Verwendung mit Ponseti-Abduktionsschienen und diese sind wiederum nur zur Verwendung mit Ponseti-AFOs gedacht. Bitte kontaktieren Sie uns bei nicht in diesem Dokument erwähnten Problemen. Ungewöhnliche Vorkommnisse werden von Fall zu Fall gehandhabt.

C-Pro Direct Ltd

7A Enterprise Way

Edenbridge, Kent, TN8 6HF, Großbritannien.

Tel: +44(0) 1732 860 158 Fax: +44(0) 845 280 7222

Email: enquiries@c-prodirect.com

www.c-prodirect.com

 Proud to support the Ponseti method