

EASY CLICK MD -JALANLOITONTAMISKISKO Malli EZCLKMD Pieni ja Perus

Käyttöaiheet:

Kun lapsesi jalka on korjattu, EasyClick MD -jalanloitontamiskisko toimii loitontamistukena pitäen jalkaa korjatussa asennossa ja siten estäen vian uusiutumisen.

HUOMIO: Älä koskaan kiinnitä tätä jalkatukea korjaamattomaan jalkaan. Tämä jalkatuki ei korjaa kampurajalkaa, sillä se vain säilyttää Ponsetin hoitomenetelmällä saavutetun jalan korjatun asennon (Ponsetin-menetelmässä sovelletaan kipsitysten sarjaa, jolla kampurajalkaisuus vähitellen korjataan).

Käyttöohjeet:

Easy Click MD -kiskoa tulee käyttää 23 tuntia vuorokaudessa ensimmäisten kolmen kuukauden ajan, ja sen jälkeen öisin ja torkkujen yhteydessä 2-4 vuotta. Tukeminen on kriittisen tärkeää kompuraajalkaisuuden korjauksen ylläpitämisessä. Jos tukea ei käytetä ohjeiden mukaan, vian toistuvuus on lähes 100 prosenttinen.

Varoitukset ja varotoimet:

Älä koskaan käytä Loctite- tai muuta superliimapohjaista kierrelukitetta Dobbs Bar -kiskon ruuveissa. Superliima / Loctite reagoi polykarbonaattimuovin kanssa ja aiheuttaa muovin heikkenemisen ja rikkoutumisen.

Easy Click Bar MD -kiskon asettelu

Kiskon leveyden asettaminen:

Easy Click Bar MD -kisko on asetettava siten, että kiskon leveys vastaa lapsen hartioiden leveyttä. Mittaa lapsen hartioiden leveys vasemman olkapään ulkoreunasta oikean olkapään ulkoreunaan. Säädä Easy Click Bar MD -kiskon leveys sellaiseksi, että kiskon leveys vastaa mitattua hartioiden leveyttä vasemman jalkalevyn kantapäähän keskikohdasta oikean jalkalevyn kantapäähän keskikohtaan. On parempi, että kisko on säädetty hieman leveämpi kuin hartioiden leveys sen sijaan, että se olisi liian kapea. Lapsen olo on epämukavaa, jos kisko on säädetty liian kapeaksi.

Löysää keskipeidikeen kuusiokantaruuvia pakkauksen mukana toimitetulla kuusiokantaruuviavaimella ja levitä kiskon osia, kunnes ne yhdessä vastaavat lapsen hartioiden leveyttä. Kun leveys on saatu säädettyä oikeaksi, kiristä kuusiokantaruuvi(t) uudelleen lukitaksesi kiskot tiukasti paikalleen.

Ulospäin suuntautuvan kierron asettaminen::

Toimenpiteen kohteena oleva jalka tulee asettaa 60 asteeseen ulospäin suuntautuvaan kiertoon nähden, mutta ei-toimenpiteen kohteena olevan jalan tulee olla 30 asteessa ulospäin suuntautuvaan kiertoon nähden. Mikäli molemmat jalat ovat kompuraajalkoja, ne on molemmat asetettava 60 asteeseen. Ulospäin suuntautuvaan kierron tulee vastata viimeisimmässä kipsityksessä saavutettua ulospäin suuntautuvaa kiertoa. Esimerkiksi, jos lääkäri on pystynyt korjaamaan viallisen jalan vain 50 asteeseen, on myös tuki asetettava 50 asteeseen. *Löysää kiskon päässä olevia kuusiokantaruuveja ja kierrä pikapidikettä ulospäin, kunnes mustalle alustalle merkitty osoitin on linjassa oikean asteluvun asetuksen kanssa, joka näkyy pikapidikkeen pohjassa. Kiristä kuusiokantaruuvit uudelleen lukitaksesi halutun ulospäin suuntautuvan kierron.*

AFO (nilkan-jalan korjaus) -tuen kiinnittäminen

Kun ulospäin suuntautuva kierto on asetettu, liu'uta musta "PUSH"-merkitty kappale AFO-tuen pohjassa olevaan syvennykseen. "PUSH"-merkitty kappale ponnahtaa esiin ja lukitsee AFO-tuen paikalleen. Ota AFO-tuki pois painamalla "PUSH"-merkittyä kohtaa ja vedä samalla kiskoa taaksepäin, kunnes se liukuu irti kanavasta. Laita aina lapsen kengät jalkaan ensin ja sitten liu'uta ne Easy Click MD Bar -kiskolle.