

EASY CLICK MD FOOT ABDUCTION BAR Μοντέλο EZCLKMD Μικρό και Κανονικό Μέγεθος

Ενδείξεις χρήσης:

Αφού διορθωθεί το πόδι του παιδιού σας, ο νάρθηκας απαγωγής Easy Click αποτρέπει την υποτροπή κρατώντας το πόδι στη σωστή θέση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην εφαρμόζετε ποτέ τον νάρθηκα αυτό σε μη διορθωμένο πόδι. Ο νάρθηκας δεν διορθώνει τη ραιβοϊπποποδία, διατηρεί μόνο τη διόρθωση που επιτεύχθηκε με τη μέθοδο θεραπείας Ponseti (μια μέθοδος που χρησιμοποιεί μια σειρά διαδοχικών γύψων για να διορθώσει σταδιακά τη ραιβοϊπποποδία).

Οδηγίες χρήσης:

Θα πρέπει να φοράτε τον Easy Click 23 ώρες ημερησίως για τους πρώτους 3 μήνες και στη συνέχεια τη νύχτα και όταν κοιμάστε για 2 έως 4 έτη. Η νάρθηκοποίηση είναι σημαντική για τη διατήρηση της διόρθωσης της ραιβοϊπποποδίας. Εάν δεν φοράτε τον νάρθηκα όπως προβλέπεται, υπάρχει σχεδόν 100 τοις εκατό ποσοστό υποτροπής.

Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις:

Μη χρησιμοποιείτε ποτέ Loctite ή άλλη ασφάλιση σπειρώματος με βάση κόλλα στιγμής πάνω στις βίδες του Dobbs Bar. Η κόλλα στιγμής/Loctite θα αντιδράσει με το πλαστικό πολυανθρακικό πλαστικό και θα κάνει το πλαστικό να εξασθενήσει και να σπάσει.

Συναρμολόγηση του Easy Click Bar

Ρύθμιση του πλάτους της μπάρας:

Ο Easy Click θα πρέπει να ρυθμιστεί έτσι ώστε το πλάτος της μπάρας να είναι ίσο με το πλάτος των ώμων του παιδιού. Μετρήστε το πλάτος των ώμων του παιδιού από το εξωτερικό του αριστερού ώμου έως το εξωτερικό του δεξιού ώμου. Προσαρμόστε το μήκος του Easy Click έτσι ώστε το μήκος της μπάρας να είναι ίσο με τη μέτρηση του πλάτους των ώμων από το μέσο της πτέρνας του αριστερού πέλματος έως το μέσο της πτέρνας του δεξιού πέλματος. Είναι προτιμότερο η μπάρα να είναι λίγο πιο φαρδιά από το πλάτος των ώμων παρά να είναι πολύ στενή. Είναι άβολο για το παιδί εάν το μήκος της μπάρας είναι πολύ στενό.

Χρησιμοποιώντας το εξαγωνικό κλειδί που παρέχεται στη συσκευασία, χαλαρώστε τις εξαγωνικές βίδες στον κεντρικό σφιγκτήρα και ανοίξτε το πλάτος της μπάρας μέχρι να ταιριάζει με το πλάτος των ώμων του παιδιού. Μόλις το πλάτος είναι σωστό, σφίξτε ξανά τις εξαγωνικές βίδες για να ασφαλίσετε σταθερά την μπάρα στη θέση της.

Ρύθμιση εξωτερικής περιστροφής:

Το προσβεβλημένο πόδι ή το πόδι με ραιβοϊπποποδία θα πρέπει να ρυθμιστεί στις 60 μοίρες εξωτερικής στροφής, ενώ η πλευρά που δεν έχει προσβληθεί θα πρέπει να ρυθμιστεί στις 30 μοίρες εξωτερικής στροφής. Για περιπτώσεις αμφιτερόπλευρης ραιβοϊπποποδίας θα πρέπει να ρυθμιστεί στις 60 μοίρες. Η γωνία εξωτερικής στροφής θα πρέπει να ταιριάζει με τις μοίρες εξωτερικής στροφής στον τελευταίο γύψο. Για παράδειγμα, εάν ο θεράπων ιατρός μπόρεσε να διορθώσει το προσβεβλημένο πόδι μόνο κατά 50 μοίρες, τότε ο νάρθηκας θα πρέπει επίσης να ρυθμιστεί στις 50 μοίρες. Χαλαρώστε τις εξαγωνικές βίδες που βρίσκονται στα άκρα της μπάρας και περιστρέψτε τα κλιπ γρήγορης σύνδεσης προς τα έξω μέχρι ο δείκτης στη μαύρη βάση

να ευθυγραμμιστεί με τη σωστή μοίρα ρυθμίζοντας το κάτω μέρος των κλιπ γρήγορης σύνδεσης. Σφίξτε ξανά τις εξαγωνικές βίδες για να ασφαλίσετε στην επιθυμητή γωνία εξωτερικής στροφής.

Σύνδεση AFO (νάρθηκας ανάρτησης άκρου ποδός)

Αφού ρυθμίσετε τη γωνία εξωτερικής στροφής, απλά σύρετε το μαύρο τμήμα με την ένδειξη «PUSH» στη διάταξη εσοχής στο κάτω μέρος του AFO. Το τμήμα με την ένδειξη «PUSH» θα πεταχτεί και θα κλειδώσει τον AFO στη θέση του. Για να αφαιρέσετε τον AFO, πιέστε σταθερά στο τμήμα με την ένδειξη «PUSH» ενώ τραβάτε προς τα πίσω στην μπάρα μέχρι να ελευθερωθεί από την αυλακωτή διάταξη. Τοποθετείτε πάντοτε πρώτα τα παπούτσια του παιδιού και στη συνέχεια σύρετέ τα στον Easy Click Bar.