

PIKAIRROTTUVA JOUSIAVUSTEINEN DOBBS BAR -KISKO Malli QDCB Pieni ja Perus

Käyttöaiheet:

Kun lapsesi jalka on korjattu, Dobbs Bar -kisko, toimii loitontamistukena pitäen jalkaa korjatussa asennossa ja siten estäen vian uusiutumisen.

HUOMIO: Älä koskaan kiinnitä tätä jalkatukea korjaamattomaan jalkaan. Tämä jalkatuki ei korjaa kampurajalkaa, sillä se vain säilyttää Ponsetin hoitomenetelmällä saavutetun jalan korjatun asennon (Ponsetin-menetelmässä sovelletaan kipsitysten sarjaa, jolla kampurajalkaisuus vähitellen korjataan).

Käyttöohjeet:

Dobbs Bar -kisko tulee käyttää 23 tuntia vuorokaudessa ensimmäisten kolmen kuukauden ajan, ja sen jälkeen öisin ja torkkujen yhteydessä 2-4 vuotta. Tukeminen on kriittisen tärkeää kompuraalkaisuuden korjauksen ylläpitämisessä. Jos tukea ei käytetä ohjeiden mukaan, vian toistuvuus on lähes 100 prosenttinen.

Varoitukset ja varotoimet:

Älä koskaan käytä Loctite- tai muuta superliimapohjaista kierrelukitetta Dobbs Bar -kiskon ruuveissa. Superliima / Loctite reagoi polykarbonaattimuovin kanssa ja aiheuttaa muovin heikkenemisen ja rikkoutumisen.

Dobbs Bar -kiskon asettelu

Kiskon leveyden asettaminen:

Dobbs Bar -kisko on asetettava siten, että kiskon leveys vastaa lapsen hartioiden leveyttä. Mittaa lapsen hartioiden leveys vasemman olkapään ulkoreunasta oikean olkapään ulkoreunaan. Säädä Dobbs Bar -kiskon leveys sellaiseksi, että kiskon leveys vastaa mitattua hartioiden leveyttä vasemman jalkalevyn kantapään keskikohdasta oikean jalkalevyn kantapään keskikohtaan. On parempi, että kisko on säädetty hieman leveämpi kuin hartioiden leveys sen sijaan, että se olisi liian kapea. Lapsen olo on epämukavaa, jos kisko on säädetty liian kapeaksi.

Löysää keskipidikkeen kuusiokantaruuvia pakkauksen mukana toimitetulla kuusiokantaruuviavaimella ja levitä kiskon osia, kunnes ne yhdessä vastaavat lapsen hartioiden leveyttä. Kun leveys on saatu säädettyä oikeaksi, kiristä kuusiokantaruuvi(t) uudelleen lukitaksesi kiskot tiukasti paikalleen.

Ulospäin suuntautuvan kierron asettaminen::

Toimenpiteen kohteena oleva jalka tulee asettaa 60 asteeseen ulospäin suuntautuvaan kiertoon nähden, mutta ei-toimenpiteen kohteena olevan jalan tulee olla 30 asteessa ulospäin suuntautuvaan kiertoon nähden. Mikäli molemmat jalat ovat kompuraalkoja, ne on molemmat asetettava 60 asteeseen. Ulospäin suuntautuvaan kierron tulee vastata viimeisimmässä kipsityksessä saavutettua ulospäin suuntautuvaa kiertoa. Esimerkiksi, jos lääkäri on pystynyt korjaamaan viallisen jalan vain 50 asteeseen, on myös tuki asetettava 50 asteeseen. *Löysää mustan kääntövarren keskellä olevaa kuusiokantaruuvia ja kierrä punaista "Y"-kappaletta ulospäin, kunnes mustan kääntövarren osoitin on linjassa oikean asteluvun asetuksen kanssa, joka näkyy punaisessa "Y"-kappaleessa. Kiristä ruuvi uudelleen lukitaksesi halutun ulospäin suuntautuvan kierron.*

Jalkalevyn kiinnittäminen kenkiin/AFO-tukeen:

Kiinnitä musta jalkalevy Markell-kenkien/AFO (nilkan-jalan korjaustuki) -pohjaan asettamalla mustan jalkalevyn kaksi kartiopotettua reikää linjaan kenkien pohjassa olevien kahden reiän kanssa. Käytä toimitukseen sisältyviä perusruuveja ja kiristä ensin yksi ruuvi puoliväliin ja kiristä sitten toinen ruuvi loppuun asti. Palaa sitten ensimmäiselle ruuville ja kiristä sekin loppuun asti.

Pikairrotusominaisuuden käyttö:

Kun jalkalevy on kiinnitetty kenkiin, liu'uta musta jalkalevy kahden punaisen pidikkeen päälle ja liu'uta jalkalevyä eteenpäin, jotta se tavoittaa jousitetun männän ja kengät lukittuvat paikoilleen. Vapauta kengät vetämällä jousitettua mäntää samalla kun työnnät levyä taaksepäin kohti lapsen kantapäätä.